


Technical Report

ボールペンインクの分析 <<株式会社コーエキ>>		7001 DART-MS/質量分析
試料情報	各社ボールペンのインクを比較	
装置名	DART-SVP LCMS2020	
測定条件	DART:250°C、M/Z=50~1000	
備考		
測定結果		
	<p>マススペクトルに違いが現れることから、どれで書かれたか判別が可能となります。</p>	
備考		

株式会社コーエキ — 総合分析と評価 —

長野県岡谷市田中町三丁目 3-24 TEL 0266-23-2155 FAX 0266-23-0733

e-mail : info@e-koeki.co.jp URL : <http://www.e-koeki.co.jp/index2.htm>